

Biztonsági adatlap

MSDS No 055 A szerint

Kiadási dátuma:2011.01.30.

1. A készítmény neve: **CALCIPULPE**

Összetétel: .Lágy paszta kalcium hidroxid és bárium szulfát alapú.

Leírás: Direct pulpa sapkázására

A gyártó cég neve:

SEPTODONTE

Címe:

58,rue du Pont de Créteil

94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex

Franciaország

Tel.:

+33(0)1 49 76 70 00

Fax:

+33(0)1 48 85 54 01

Szükség esetén nyújtott információ:

-

2. Összetétel:

Veszélyes anyag	CAS-szám	Koncentráció tartomány %	Veszélyjel	R-mondat
Kalcium hidroxid	1305-62-0	20%	C	R34

3. Veszélyesség szerinti besorolás:



maró

R34

Égési sérülést okoz

4. Elsősegélynyújtás:

Utasítások:

-

Belégzés esetén:

Nem igényel speciális odafigyelést (mert paszta)

Bőrrel való érintkezés esetén:

Öblítsük le azonnal bő vízzel, minimum 15 percen keresztül..

Szemmel való érintkezés esetén:

Öblítsük ki bő vízzel, minimum 15 percen keresztül. Forduljunk szemorvoshoz.

Lenyelés esetén:

Kérjük orvos tanácsát. Ha öntudatánál van az érintet igyon vizet vagy tejet.

5. Tűzveszélyesség:

Megfelelő tűzoltószerek:

Víz

6. Óvintézkedés baleset esetén:

Személyekre vonatkoztatott biztonsági óvintézkedések:

Kesztyű,szeműveg,védőruha

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Kerüljük ki a szennyecsatornába kiöntését

Tisztítási eljárások:

Mossuk le a beszennyezett területet bő vízzel

Eltávolítás:

Óvatosan össze kell gyűjteni a maradék mennyiséget.

7. Kezelés és tárolás:

Kezelés:

Műszaki intézkedés:

Szemmosás lehetősége azazonali használatra alkalmas legyen.

Óvintézkedések:

Óvakodjunk minden fizikai érintkezéstől..

Használati utasítás:

Tartsa be az általános biztonsági és higiéniai szabályokat kezelés közben.

Tárolás:

Műszaki intézkedés:

Nincsen különleges vagy egyéni műszaki intézkedés.

Tárolási feltétel:

Ajánlás:

Tároljuk az eredeti fecskendőben jól lezárva. A hegyes tűt tompítsuk le műanyag tokkal, ami kalcium hidroxiddal töltött,hogy megakadályozza a termék megkeményedését.

Csomagolási körülmények

Tartsuk a terméket az eredeti csomagolásban

Csomagolási anyag:

Ajánlott: műanyag

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Személyi védőfelszerelés

Légzésvédelem: -
Kézvédelem: Védőkesztyű
Szemvédelem: Védőszemüveg
Bőr és testvédelem: Védőruha
Sürgős eszköz: Szemfürdő
Higiéniai intézkedések: Mossuk kezet minden kezelés után

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot	Lágy paszta
Szín	fehér
Szag	szagtalan
Ph-érték	nincs adat
Lobbanáspont	Nincs adat
Égési tulajdonság	Nem gyúlékony Ec kategóriában
robbanási érték levegőben	Nincs adat
Oldhatóság-vízben	nem oldódó
Oldhatóság szerves oldószerben	Nem oldódó

10. Stabilitás és reakciókészség:

Stabilitás: Stablis megfelelő használat mellett
Kerülendő anyagok : erős savak

11. Toxikológiai adatok:

Akut toxicitás: Kalcium hidroxid LD₅₀ orális (patkány) =7340 mg/kg
Helyi hatás: Égést okoz

12. Ökotoxicitás:

Nincs adat

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

A 2000. évi XLIII. törvény –a hulladékgazdálkodásról-, és annak végrehajtására kiadott rendeletek előírásai szerint kell eljárni.

14. Szállításra vonatkozó előírások:

Közúti szállítás
ADR/RID/GGVS/GGVE - -
Osztály / tétel / betű: 8
Felsorolás: 46°C
Figyelmeztetés: -
Veszélyességi szám: -
Anyag száma: -
Anyag jellemzése: -
Belföldi szállítás
Osztály / tétel / betű: -
Kategória: -
Anyag jellemzése: -
Tengeri szállítás / GGVSee / IMDG nem megvizsgált
Osztály / tétel / betű: -

UN-szám: -
Csomagolási osztály: -
EMS: -
MFAG: -
Kikötői szennyezés: -
Helyes műszaki név: -
Légi szállítás / ICAO / IATA-DGR nem megvizsgált
Osztály: -
UN/ID-szám: -
Csomagolási osztály: -
Helyes műszaki név: -

Egyéb: A 24kg-nál kevesebb anyag szállítása nincs szabályozva.

15. Szabályozási információk:

Nemzeti előírások

2000. évi XXV. tv. "a kémiai biztonságról".

44/2000.(XII.27.) EüM. r. "a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól".

189/2000. (XI. 8.) Korm. r. "a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól".

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM r: "a munkahelyek kémiai biztonságáról".

26/1996. (VIII. 28.) NM. r. "az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról".

57/1997. (XII.21) NM. r. "a 26/1996(VIII. 28.) NM. r. módosításáról".

25/1996. (VIII. 28.)NM. r. "az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményei".

33/1998. (VI. 24.) NM. " a munkaköri, szakmai ill. személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről".

65/1999. (XII. 22.) EüM. r. "a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről".

XXXI Tv. "a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról".

35/1996 (XII. 29) "az országos tűzvédelmi szabályzat kiadásáról".

Vízszennyezés: 3/1984(II.7) OVH ill. 33/1993(XII.23) KTM r.

4/1984 (II.7) OVH ill. 34/1993(XII.23) KTM r.

2000. évi XLIII törvény "a hulladékgazdálkodásról".

98/2001. (VI.15.) Korm. r. "a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről".

16/2001. (VII.18.) K&M r. " a hulladékok jegyzékéről"

16. Egyéb:

Veszélyszimbólum:



Veszélyekre/kockázatokra utaló R mondatok

R34 Égési sérülést okoz

Biztonságos használatra utaló S mondatok

S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

S45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

További információk:

Jelen biztonsági adatlapon szereplő adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, és ezáltal legjobb tudásunknak megfelelő. A fent említett adatok nem tekinthetők jellemzésnek. A felsoroltakat csupán a készítménnyel való bánásmódra vonatkozó követelményként kell értelmezni, de nem tekinthetők garanciának az adott termék karakterisztikus leírását illetően.

Jelen biztonsági adatlap a gyártó által megadott adatok felhasználásával készült.

Budapest, 2011. január 30.