

BIZTONSÁGI ADATLAP

Oldal 1 / 5

Termék neve:

Kavitan Cem

Módosítás: 1

Kiállítás dátuma: 12/03/2001

Nyomtatás dátuma: 2014.04.18.

1. TERMÉK ÉS GYÁRTÓ AZONOSÍTÓ

1.1

Kereskedelmi elnevezés:

Kavitan Cem

CAS szám:

N/A

ES (EINECS) szám:

N/A

Kereskedelmi Képviselő Magyarországon
H-1143. Budapest,
Stefánia út 18.
tel: +36-1-383-3861
fax: +36-1- 468-2406
Felelős személy: Bulla László
E-mail: laszlo.bulla@KerrHawe.com
Mobil : 06 20 9 711 896

1.2

Gyártó / Importőr megnevezése:

SPOFA-DENTAL a.s.

Cég központ:

Černokostelecká 84, 10031 PRAHA, The Czech Republic

Cégazonosító kód:

60193506

Telefon:

+420 - 2 - 71002111

Fax:

+420 - 2 - 7820529

Sürgősségi telefonszám:

+420 - 2 - 24919293

(National Toxicological Centre, Na bojišti 1, 120 00 Praha 2, CR)

2. TERMÉKÖSSZETÉTEL ÉS ALAPANYAGOK

A termék az alábbi veszélyes alapanyagokat tartalmazza:

Por komponens

Nem tartalmaz semmilyen veszélyes anyagot (Law 157/98 Coll).

Folyadék komponens

Kémiai összetevő:

poly(acryl sav)

Tartalom (%):

30–70 %

CAS szám:

9003-01-4

ES (EINECS) szám:

Veszélyességi jelzés:

Xi

R-sentence:

36/37/38

S-sentence:

24/25

3. A TERMÉK VESZÉLYESSÉGÉT ÉRINTŐ INFORMÁCIÓK

A termék használata során előforduló legkárosabb hatás (mellékhatás):

Nem veszélyes, amennyiben a mellékelt használati utasításnak megfelelően használtatik. A folyadék-komponens önmagában veszélyes lehet a szemre.

A termék használata során előforduló legkárosabb környezetszennyező hatás:

Nem veszélyes, amennyiben a mellékelt használati utasításnak megfelelően használtatik

Esetleges rosszindulatú felhasználhatóság: N/A

Egyéb információ:

A terméket csak a gyártó által megjelölt felhasználhatóság szerinti helyen és az utasításokat betartva szabad alkalmazni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Oldal 2 / 5

Termék neve:

Kavitan Cem

Módosítás: 1

Kiállítás dátuma: 12/03/2001

Nyomtatás dátuma: 2014.04.18.

4. ELSŐSEGÉLY INSTRUKCIÓK

4.1 Általános instrukciók: Nem veszélyes az emberi szervezetre, ha az előírásoknak megfelelő mennyiségben és az utasításoknak megfelelően alkalmazzák.

4.2 Belélegzés: N/A.

4.3 Bőr kontaktus: Folyóvízzel és szappannal lemosni.

4.4 Szem kontaktus: Folyóvízzel bőven leöblíteni és szakorvoshoz fordulni.

4.5 Lenyelés: N/A.

4.6 Egyéb információ: –

5. TŰZBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Alkalmazható tűzoltási szerek: homok, víz, por

5.2 Nem alkalmazható tűzoltási szerek: –

5.3 Speciális veszély: –

5.4 Speciális tűzoltósági rendelkezés: –

5.5 Egyéb információ: –

6. VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK SZIVÁRGÁS ESETÉN

Nem értelmezhető vevői kiszерelés esetén.

6.1 Személyvédelmi biztonsági rendelkezések: –

6.2 Környezetvédelmi biztonsági rendelkezések: –

6.3 Javasolt tisztítási és megsemmisítési eljárás: –

6.4 Egyéb információ:

Szedje össze a vevői kiszерelést, ha kiesett volna a gyűjtőcsomagolásból. Ha a belső csomagolás megsérül, söpörje fel a kiömlött anyagot, tegye egy nem-permeábilis tartóba és szállítsa el az erre specializálódott céggel. Mossa fel alaposan a kontaminálódott felszínt (talajt ill. padlót).

7. TÁROLÁSI ÉS KEZELÉSI INSTRUKCIÓK

7.1 Kezelési előírások: lásd a használati utasítást

7.2 Tárolási előírások: száraz, tiszta helyen, 5–25°C között

8. FERTŐZÉSVESZÉLY ÉS SZEMÉLYI VÉDELEM

Nincs speciális intézkedésre szükség.

8.1 Technikai előírások: –

8.2 Kontrol paraméterek: –

8.3 Személyes védelmi segély: –

Légi szállítási védelem: –

Szem védelem: –

Kéz védelem: –

Bőr védelem: –

8.4 Egyéb információ: Mindkét komponens a betegtől távol kell kezelni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Oldal 3 / 5

Termék neve:

Kavitan Cem

Módosítás: 1

Kiállítás dátuma: 12/03/2001

Nyomtatás dátuma: 2014.04.18.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

	por-komponens	folyadék-komponens
Állag: (20°C):	szilárd – por	folyadék
Szín:	fehér-sárgásfehér,	átlátszó
Szag:		szagtalan
pH (20 °C):		3-4
Olvadáspont (°C):	1000 °C felett	–
Gyulladáspont: (°C):		éghetetlen
Ön-gyulladás:		N/A
Robbanékonyság: felső limit (vol. %):		robbanásbiztos
alsó limit (vol. %):		robbanásbiztos
Oxidációs tulajdonságok:		N/D
Gáznyomás (at °C):		N/D
Sűrűség (at °C):		N/D
Oldékonyság (at °C):		
– vízben:	oldhatatlan	limitált oldékonyság
– zsírban:		–
Egyéb információ:		

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1 Stabil kondíciók:	stabil normál kondíciók mellett
10.2 Elkerülendő kondíciók:	N/D
10.3 Anyagok, amikkel a termék nem érintkezhet:	nem ismert
10.4 Veszélyes bomlástermék:	nincs
10.5 Egyéb információ:	

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

A termék nem toxikus, ezért értékek nincsenek meghatározva.

1.1 Akut toxicitás:	–
LD ₅₀ csont, barna patkány (mg/kg):	–
LD ₅₀ bőr, barna patkány (mg/kg):	–
LD ₅₀ belélegezve, barna patkány, aerosolok vagy részecskék (mg/kg):	–
Subchronikus – chronikus toxicitás:	–
Szenzitivizálás:	–
Carcinogenitás:	–
Mutagenitás:	–
Toxicitás a szaporodóképességre:	–
Human tapasztalatok:	–
Állatkísérletek:	–
Egyéb információ:	–

BIZTONSÁGI ADATLAP

Oldal 4 / 5

Termék neve:

Kavitan Cem

Módosítás: 1

Kiállítás dátuma: 12/03/2001

Nyomtatás dátuma: 2014.04.18.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓ

Értékek nincsenek meghatározva.

12.1 Akut toxicitás vízi élőlényekre: N/A

LC₅₀ 96 óra, halak (mg/litre)

EC₅₀ 48 óra, daphnia (mg/litre)

IC₅₀ 72 óra, alga (mg/litre)

Lebomlás:

Egyéb környezet károsító toxicitás:

Egyéb információ:

CSHK:

BSK₅:

Egyéb információ:

13. HULLADÉK

A termék eldobása : vevői kiszerelés:

Por-komponens: eliminálja a hulladékot a szokásos munkahelyi szeméttel (szemétláda).

Folyadék-komponens: oldja fel (öblítse át párszor) és öntse ki a csatornába (lefolyó)

Kontaminálódott csomagolás: Kellő kimosás után a csomagolás újra felhasználható.

Egyéb információ: Nagy csomagokat az erre szakosodott céggel vitessük el, a megsemmisítés és égetés a kijelölt helyeken történjen.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ

A vevői kiszerelés nem tartozik az ADR-be.

14.1 Szállítás szárazföldön:

ADR/RID:

Osztály:

Number/Character:

Figyelmeztető jelzése:

UN szám:

Megjegyzés

14.2 Belföldi vízi transzport:

Nem feltételezhető.

ADN/ADNR:

Osztály:

Number/Character:

Kategória:

14.3 Tengeri transzport:

Nem feltételezhető

IMDG:

Osztály:

UN szám:

Csomagolás típusa:

Tenger-szennyező anyag:

Technikai leírás:

14.3 Légi transzport:

Nem feltételezhető

ICAO/IATA:

Osztály:

UN szám:

Csomagolás típusa:

Technikai leírás:

Megjegyzés

Egyéb információ:

BIZTONSÁGI ADATLAP

Oldal 5 / 5

Termék neve:

Kavitan Cem

Módosítás: 1

Kiállítás dátuma: 12/03/2001

Nyomtatás dátuma: 2014.04.18.

15. JOGSZABÁLYI (TÖRVÉNYI) RENDELKEZÉSEK

Az alábbi jogszabályok alkalmazandók a termékre:

A 157/1998 Coll. a kiegészítő záradékokkal alkalmazandó a folyadék-komponensre klasszifikáció:

XI – irritáló

R 36/38 – Irritálja a szemet és a bőrt

S 24/25 – Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A fent leírtak a vevői kiszervezésre érvényesek, kivéve ahol ezt külön jelöltük, és jelenlegi tudásunk illetve tapasztalataink alapján lettek megállapítva. A termék felhasználása a munkaterületen, a mellékelt utasítások betartásával végzendő. Ezek során a szokásos elővigyázatossági rendszabályok betartandók.