

BIZTONSÁGI ADATLAP

Oldal 1 / 5

A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

Termék neve:

Kavitan LC

Módosítás: 4

Kiállítás dátuma: 2005 11.09

Nyomtatás dátuma: 2014.04.18.

1. Az anyag / készítmény megjelölése és a cégjelzés

1.1 A termék kereskedelmi megnevezése: Kavitan LC

1.2 Termék alkalmazhatósága

Röntgenárnyékot adó, fényrekötő üvegionomer cement végleges tömések készítéséhez, valamint kompozit és amalgam tömések alábélülésére.

A gyártó adatai:

Vezérképviselet

SPOFA DENTAL a.s.

Markova 238, 506 46 Jičín, The Czech Republic

Cégazonosító kódszáma: 63999447

Tel.: +420 - 493 – 583 111 Fax.:+420 - 493 – 583333

Magyarországi Képviselet

SpofaDental Magyarország, 1143 Budapest, Stefánia út 18. Tel.: 383-1-3861, Fax: 468-2406

Felelős személy: Bulla László, E-mail laszlo.bulla@KerrHawe.com Mobil : 06 20 9 711 896

OKBI 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2

telefon:(36)(1)476-1195

2. TERMÉKÖSSZETÉTEL ÉS ALAPANYAGOK

A termék az alábbi veszélyes alapanyagokat tartalmazza:

Por komponens

Nem tartalmaz semmilyen veszélyes anyagot

Folyadék komponens

Az alábbi veszélyes anyagokat tartalmazza

CAS	INECS (ES)	Name	Risk	Contents
25948-33-8	201-083-8	Akril sav és itacon sav copolimer	Xi R 36/38	45–55%

BIZTONSÁGI ADATLAP

Oldal 2 / 5

A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

Termék neve:

Kavitan LC

Módosítás: 4

Kiállítás dátuma: 2005 11.09

Nyomtatás dátuma: 2014.04.18.

868-77-9 212-782-2 2-hidroxyetil metakrilát Xi R 36/38-43 15–25%

Bővebben a 16. pontban

3. A TERMÉK VESZÉLYESSÉGÉT ÉRINTŐ INFORMÁCIÓK

A termék irritálja a bőrt és a szemet ezért ezeken a területeken érzékenységet okozhat.

4. ELSŐSEGÉLY INSTRUKCIÓK

4.1 Belélegzés esetén: Vigyük az egyént friss levegőre. Rosszullét esetén azonnal kérjünk orvosi segítséget.

4.2 Bőr kontaktus esetén: Azonnal távolítsuk el a fertőzött ruhát, a bőrfelületet mossuk le meleg folyóvízzel és szappannal

lemosni. Javasolt regeneráló kenőcs használata. Nagyobb bőrfelületet ért kontaktus esetén

forduljunk orvoshoz

4.3 Szem kontaktus: Folyóvízzel bőven leöblíteni és szakorvoshoz fordulni.

4.4 Lenyelés: Mossuk ki alaposan a száját és igyunk bőven vizet. Ha rosszullét lépne

BIZTONSÁGI ADATLAP

Oldal 3 / 5

A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

Termék neve:

Kavitan LC

Módosítás: 4

Kiállítás dátuma: 2005 11.09

Nyomtatás dátuma: 2014.04.18.

fel azonnal kérjünk

orvosi segítséget.

5. . TŰZBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Alkalmazható tűzoltási szerek: víz, por, hab

5.2 Nem alkalmazható tűzoltási szerek: közvetlen vízsugár

5.3 Speciális veszély: –

5.4 Speciális tűzoltósági rendelkezés: –

6. VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK FOLYADÉK SZIVÁRGÁSA ESETÉN

Ha a belső csomagolás megsérült a por levegőbe kerülését megelőzendő szellőztessük át a helyiséget. A kiszorodott anyagot helyezzük biztonságosan elzárható csomagolásba..

7. TÁROLÁSI ÉS KEZELÉSI INSTRUKCIÓK

7.1 Kezelési előírások: lásd a használati utasítást

7.2 Tárolási előírások: száraz, tiszta helyen, 5–25°C között

8. FERTŐZÉSVESZÉLY ÉS SZEMÉLYI VÉDELEM

A használati utasításokat és a javasolt védelmi intézkedéseket betartva minden emberre káros hatás elkerülhető.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Vízben oldódó sárgás folyadék... Viskozitás 0,6 - 0,9 Pas.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

BIZTONSÁGI ADATLAP

Oldal 4 / 5

A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

Termék neve:

Kavitan LC

Módosítás: 4

Kiállítás dátuma: 2005 11.09

Nyomtatás dátuma: 2014.04.18.

Normál körülmények között stabil és nem reaktív

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

N/A

12. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓ

Értékek nincsenek meghatározva.

12.1 Akut toxicitás vízi élőlényekre: N/A –

Nincs meghatározott érték

13. HULLADÉK

A termék eldobása : vevői kiserelés:

Por-komponens: eliminálja a hulladékot a szokásos munkahelyi szeméttel (szemétláda).

Folyadék-komponens: oldja fel (öblítse át párszor) és öntse ki a csatornába (lefolyó)

Kontaminálódott csomagolás: Kellő kimosás után a csomagolás újra felhasználható.

Egyéb információ: A szennyezett csomagolást vagy már nem használandó maradékokat erre szakosodott céggel vitessük el, a megsemmisítés és égetés a kijelölt helyeken történjen.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ

A vevői kiserelés nem tartozik az ADR-be.

15. JOGSZABÁLYI (TÖRVÉNYI) RENDELKEZÉSEK

Az alábbi jogszabályok alkalmazandók a termékre:

A 157/1998 Coll. a kiegészítő záradékokkal alkalmazandó a folyadék-komponensre

BIZTONSÁGI ADATLAP

Oldal 5 / 5

A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

Termék neve:

Kavitan LC

Módosítás: 4

Kiállítás dátuma: 2005 11.09

Nyomtatás dátuma: 2014.04.18.

klasszifikáció:

XI – irritáló

R

36/38 – Irritálja a szemet és a bőrt

43- bőrkontaktus esetén érzékenységet okozhat

S

24/25 – Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést.

26 Szemmel való kontaktus esetén azonnal, bő vízzel mossuk ki a szemet és kérjünk

orvosi segítséget

36/37/39 – Megfelelő védőruházat (ruha, maszk, kesztyű) viselése javasolt.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓ

R-kifejezések a szövegben:

R

36/38 – Irritálja a szemet és a bőrt

43-

bőrkontaktus esetén érzékenységet okozhat

A fent leírtak a vevői kizserelésre érvényesek, kivéve ahol ezt külön jelöltük, és jelenlegi tudásunk illetve tapasztalataink alapján lettek megállapítva. A termék felhasználása a munkaterületen, a mellékelt utasítások betartásával végzendő. Ezek során a szokásos elővigyázatossági rendszabályok betartandók.