

BIZTONSÁGI ADATLAP

Oldal 1 / 5

A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

Termék neve:

Super Cor

Módosítás: 1

Kiállítás dátuma: 2006 09.10

Nyomtatás dátuma: 2014.04.18.

1. Az anyag / készítmény megjelölése és a cégjelzés

1.1 A termék kereskedelmi megnevezése: Super Cor

1.2 Termék alkalmazhatósága Univerzális Mikrohibrid fényrekötő tömőanyag.

A gyártó adatai:

Vezérképviselet

SPOFA DENTAL a.s.

Markova 238, 506 46 Jičín, The Czech Republic

Cégazonosító kódszáma: 63999447

Tel.: +420 - 493 – 583 111 Fax.:+420 - 493 – 583333

Magyarországi Képviselet

SpofaDental Magyarország, 1143 Budapest, Stefánia út 18. Tel.: 383-1-3861, Fax: 468-2406

Felelős személy: Bulla László, E-mail laszlo.bulla@KerrHawe.com Mobil : 06 20 9 711 896

OKBI 1097 Budapest, Nagyváradi tér 2

telefon:(36)(1)476-1195

2. TERMÉKÖSSZETÉTEL ÉS ALAPANYAGOK

A termék az alábbi veszélyes alapanyagokat tartalmazza:

Akrilát-műgyanta, üvegpor és szilikon-dioxid keveréke

3. A TERMÉK VESZÉLYESSÉGÉT ÉRINTŐ INFORMÁCIÓK

A termék használata során előforduló legkárosabb hatás (mellékhatás):

Nem veszélyes, amennyiben a mellékelt használati utasításnak megfelelően használtatik. A termék a fogorvosi kiszerezési formában és mennyiségben nincs kedvezőtlen hatással az emberi szervezetre.

A termék használata során előforduló legkárosabb környezetszennyező hatás: -

Esetleges rosszindulatú felhasználhatóság: N/A

BIZTONSÁGI ADATLAP

Oldal 2 / 5

A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

Termék neve:

Super Cor

Módosítás: 1

Kiállítás dátuma: 2006 09.10

Nyomtatás dátuma: 2014.04.18.

Egyéb információ:

A terméket csak a gyártó által megjelölt felhasználhatóság szerinti helyen és az utasításokat betartva szabad alkalmazni

4. . ELSŐSEGÉLY INSTRUKCIÓK

4.1 Általános instrukciók: Nem veszélyes az emberi szervezetre, ha az előírásoknak megfelelően alkalmazzák.

4.2 Belélegzés: Biztosítson kellő mennyiségű friss levegőt (szellőztetés)

4.3 Bőr kontaktus: Folyóvízzel és szappannal lemosni, regeneráló kenőccsel kezelni.

4.4 Szem kontaktus: N/A.

4.5 Lenyelés: A szájüreget kimosni, bő vizet nyeletni / itatni.

4.6 Egyéb információ: –

5. . TŰZBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Alkalmazható tűzoltási szerek: hab, vízpára, széndioxid, homok

5.2 Nem alkalmazható tűzoltási szerek: –

5.3 Speciális veszély: nem várható

5.4 Speciális tűzoltósági rendelkezés: nem szükséges

5.5 Egyéb információ: –

6. VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK SZIVÁRGÁS ESETÉN

nem alkalmazható a vevői kiszerezésre

6.1 Személyvédelmi biztonsági rendelkezések: Kerülje a komponensek bőrrel és nyálkahártyával való közvetlen érintkezését

6.2 Környezetvédelmi biztonsági rendelkezések: –

BIZTONSÁGI ADATLAP

Oldal 3 / 5

A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

Termék neve:

Super Cor

Módosítás: 1

Kiállítás dátuma: 2006 09.10

Nyomtatás dátuma: 2014.04.18.

6.3 Javasolt tisztítási és megsemmisítési eljárás:

mechanikai tisztítás

6.4 Egyéb információ:

Szedje össze a vevői kiszerelést, ha kiesett volna a gyűjtőcsomagolásból. Ha a belső csomagolás megsérül, söpörje fel a kiömlött anyagot, tegye egy nem-permeábilis tartóba és szállítsa el égetésre a veszélyes hulladék megsemmisítőbe, vagy vitesse el az erre specializálódott céggel, vagy dobja veszélyes hulladék tárolására szóló konténerbe

7. TÁROLÁSI ÉS KEZELÉSI INSTRUKCIÓK

7.1 Kezelési előírások:

lásd a használati utasítást

7.2 Tárolási előírások:

száraz, tiszta, jól szellőzött helyen, 5–25°C között

8. FERTŐZÉSVESZÉLY ÉS SZEMÉLYI VÉDELEM

8.1 Technikai előírások:

Zárja le szorosan a terméket

8.2 Kontrol paraméterek:

Nincsenek előírva

8.3 Személyes védelmi segély:

A fogászati rendelőben szokásos védőfelszerelés

Légi szállítási védelem:

Kellő szellőztetés

Szem védelem:

–

Kéz védelem:

Használjon célorientált eszközöket, kéziműszereket, kerülje a közvetlen érintést.

Bőr védelem:

–

8.4 Egyéb információ:

A termék a felhasználásnak megfelelő munkahelyen használandó.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Állag: (20°C):

paszta

Szín:

fehér vagy sárgás

BIZTONSÁGI ADATLAP

Oldal 4 / 5

A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

Termék neve:

Super Cor

Módosítás: 1

Kiállítás dátuma: 2006 09.10

Nyomtatás dátuma: 2014.04.18.

Szag:	enyhén észter-szagú
pH (20 °C):	nem állapítható meg
Olvaspont (°C):	< 200°C
Gyulladáspont (°C):	< 150°C
Ön-gyulladás:	N/A
Robbanékonyság: felső limit (vol. %):	N/D
alsó limit (vol. %):	N/D
Oxidációs tulajdonságok:	N/D
Gáznyomás (°C):	N/A
Sűrűség (°C):	kb. 1.8 g/cm ³
Oldékonyság (°C):	
– vízben:	kb. 1 g/liter 20°C-on
– zsírban:	-
Egyéb információ:	

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

- 10.1 Stabilitás: stabil normál körülmények mellett
- 10.2 Elkerülendő körülmények: magas hőmérséklet
- 10.3 Anyagok, amelyekkel a termék nem érintkezhet: nem ismert
- 10.4 Veszélyes bomlástermék: nincs
- 10.5 Egyéb információ:

BIZTONSÁGI ADATLAP

Oldal 5 / 5

A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

Termék neve:

Super Cor

Módosítás: 1

Kiállítás dátuma: 2006 09.10

Nyomtatás dátuma: 2014.04.18.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

Az értékek nincsenek meghatározva.

1.1 Akut toxicitás: N/A

LD₅₀ csont, barna patkány (mg/kg): —

LD₅₀ bőr, barna patkány (mg/kg): —

LD₅₀ belélegezve, barna patkány, aerosolok vagy részecskék (mg/kg): —

Subchronikus – chronikus toxicitás: —

Szenzitivizálás: —

Carcinogenitás: —

Mutagenitás: —

Toxicitás a szaporodóképességre: —

Human tapasztalatok: —

Állatkísérletek: —

Egyéb információ: a termék ártalmatlan, ha az előírt mennyiségben használják.

12. . KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓ

Az értékek nincsenek meghatározva.

12.1 Akut toxicitás vízi élőlényekre: N/A —

LC₅₀ 96 óra, halak (mg/liter) —

EC₅₀ 48 óra, daphnia (mg/liter) —

IC₅₀ 72 óra, alga (mg/liter) —

Lebomlás: —

Egyéb környezet károsító toxicitás: —

Egyéb információ: —

CSHK: —

BSK₅: —

Egyéb információ: —

BIZTONSÁGI ADATLAP

Oldal 6 / 5

A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

Termék neve:

Super Cor

Módosítás: 1

Kiállítás dátuma: 2006 09.10

Nyomtatás dátuma: 2014.04.18.

13. HULLADÉK

A termék eldobása : vevői kiserelés: gyűjtse egybe és vitesse el a veszélyes hulladék megsemmisítőbe égetésre, vagy erre specializált céggel elimináltassa

Kontaminálódott csomagolás: Kellő vízzel történő kimosás után a csomagolás újra felhasználható.

Egyéb információ: Nagy csomagokat az erre szakosodott céggel vitessük el, a megsemmisítés és égetés a kijelölt helyeken történjen.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ

A vevői kiserelés nem tartozik az ADR-be.

14.1 Szállítás szárazföldön:

ADR/RID:

Osztály:

Number/Character:

Figyelmeztető jelzése:

UN szám:

Megjegyzés

14.2 Belföldi vízi transzport:

Nem feltételezhető.

ADN/ADNR:

Osztály:

Number/Character:

Kategória:

14.3 Tengeri transzport:

Nem feltételezhető

IMDG:

Osztály:

UN szám:

Csomagolás típusa:

Tenger-szennyező anyag:

Technikai leírás:

14.3 Légi transzport:

Nem feltételezhető

ICAO/IATA:

Osztály:

UN szám:

Csomagolás típusa:

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

Oldal 7 / 5

Termék neve:

Super Cor

Módosítás: 1

Kiállítás dátuma: 2006 09.10

Nyomtatás dátuma: 2014.04.18.

Technikai leírás:

Megjegyzés

Egyéb információ:

15. JOGSZABÁLYI (TÖRVÉNYI) RENDELKEZÉSEK

Az alábbi jogszabályok alkalmazandók a termékre:

A 157/1998 Coll. a kiegészítő záradékokkal alkalmazandó törvény szerint az OPTICOR

paszta: Xi – irritáló besorolású

klasszifikáció:

R 36/37/38 – szemre, légzésre és bőrre irritáló hatású

S 28 – ha a bőrre kerül, azonnal bő vízzel öblítendő

16. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A fent leírtak a vevői kiegészítésre érvényesek, kivéve ahol ezt külön jelöltük, és jelenlegi

BIZTONSÁGI ADATLAP

Oldal 8 / 5

A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

Termék neve:

Super Cor

Módosítás: 1

Kiállítás dátuma: 2006 09.10

Nyomtatás dátuma: 2014.04.18.

tudásunk illetve tapasztalataink alapján lettek megállapítva. A termék felhasználása a munkaterületen, a mellékelt utasítások betartásával végzendő. Ezek során a szokásos elővigyázatossági rendszabályok betartandók.