

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EEC

ZHERMACK S.P.A
HYDROGUM

1. Az anyag és a gyártó meghatározása:

1.1 Az anyag meghatározása

Kereskedelmi név: HYDROGUM

Kereskedelmi kód: C302025/C302041/C302051

1.2 Az anyag felhasználása

Gumi alapú alginát fogászati lenyomatvételhez.

1.3 A gyártó meghatározása

Gyártó: ZHERMACK S.p.A. via Bovazecchino, 100 –45021- Badia Polesine (RO) ITALY

A cég segélyhívó telefonszáma: 0425/597611

2. Információ az összetevőkről:

Az EEC 67/548- as irányelve által meghatározott veszélyes anyag megnevezés:

Összetevő

Veszélyességi jel

R kifejezések

Kálium fluorotitanit:

T:

R20/21

R25

3. Veszélyek azonosítása:

Veszélyesnek nem minősített készítmény.

Különleges veszélyhelyzet a termék rendeltetésszerű használata esetén nem áll fenn.

4. Elsősegély nyújtása:

4.1 Bőrrel való érintkezés esetén: Bő vízzel és szappannal öblítse.

4.2 Szemmel való érintkezés esetén: Azonnal öblítse ki vízzel. (10 percen keresztül)

4.3 Ha az anyagot a beteg lenyeli: Hánytassa meg a beteget. AZONNAL CSINÁLTASSON ORVOSI VIZSGÁLATOT és mutassa be a biztonsági adatlapot. Az orvos beadhat vízben oldott aktív szén vagy folyékony paraffint.

4.4 Belélegzés esetén: Szellőztesse ki a helyiséget.

5. Tűzoltással kapcsolatos lépések:

5.1 Ajánlott tűzoltási lehetőségek: Víz, CO₂, hab, kémiai porok, az égő anyagoktól függően.

5.2 Tilos tűzoltási lehetőségek: nincs ilyen

5.3 Az égéssel járó veszélyek: Kerülje a füst belélegzését.

5.4 Védőfelszerelés: Védje a légutakat.

6. Balesetmegelőzés:

6.1 Személyek védelmére vonatkozó szabályok: nincs ilyen

6.2 Környezetvédelmi előírások: Akadályozza meg, hogy a földre vagy homokra ömöljön.

6.3 Tisztítási lehetőségek: Ha lehetséges, újrafelhasználásra össze kell gyűjteni, ha nem, akkor semmisítse meg. Ahol lehetséges, ott közömbösítse a terméket. Ezután öblítse le vízzel azokat az anyagokat, amelyekkel érintkezésbe került.

7. Kezelés és tárolás:

7.1 Kezelési elővigyázatosság: Kerülje az anyag gőzével való érintkezést és annak belélegzését. Olvassa el a 8-as pontot is. Ne egyen és igyon munka közben.

7.2 Nem kompatibilis anyagok: Nincs ilyen.

7.3 Tárolási körülmények: A zárt edényt tartsa 5°C és 27°C között. (41°F-80°F).

7.4 Technikai előírás: A helyiség kielégítő szellőztetése.

8. Az anyagnak való kitettség és személyi védelem:

8.1 Elővigyázatossági előírás: Biztosítson megfelelő szellőzést azon helyiségek számára, amelyekben tárolja vagy használja a terméket.

8.2 Védelem belélegzéskor: rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges.

8.3 Védelem a kezek számára: rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges.

8.4 A szemek védelme: rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges.

8.5 A bőr védelme: Nem szükséges speciális elővigyázatosság rendeltetésszerű használat esetén.

8.6 Kitettségi határérték(ek) (ACGIH): nincsenek

9. Fizikai és vegyi tulajdonságok:

9.1 Megjelenési forma és szín: zöld por.

9.2 Illata: menta

Vízzel való keveredés esetén rugalmas elegyet kapunk.

10. Stabilitás és reakcióképesség:

10.1 Kerülendő állapotok: Normál körülmények között szilárd.

10.2 Kerülendő anyagok: Nincs ilyen.

10.3 Veszélyes lebomlási összetevők: Nincsenek.

11. Toxikológiai információ:

A termék 1:2 arányú keverése (normál használat) esetén nincsen citotoxikus hatása az L929-es sejtvonalon. Alább kiemelve a toxikológiai információk a készítmény fő összetevőivel kapcsolatban.

Lenyelés esetén. A fluor összetevő akut expozíciója esetén okozhat égést az emésztőszervekben.

Belélegzés esetén: A légutak irritációját okozhatja.

12. Ökológiai információ:

Alkalmazzon alapos munkamódszert, hogy a termék ne kerüljön a környezetbe.

13. Ártalmatlanítás:

Tegyen eleget az éppen érvényben lévő helyi és nemzeti szabályozásnak. Hulladéka nem veszélyes anyag.

14. Szállítási információ:

A szállítási szabályok értelmében nem számít veszélyes árunak.

15. Szabályozások:

A 88/379/EEC (Minősítés és Elnevezés) irányelv alapján: A készítmény nem tekinthető veszélyesnek.

Orvosi eszköznek jelölve a 93/42/EEC irányelv alapján.

16. További információ:

Ebben a biztonsági adatlapban fellelhető információk a tudomány mai állásán alapulnak.

Kizárólag a bemutatott termékre utalnak, és nem jelentenek garanciát különleges minőségre. A felhasználó kötelessége, hogy megbizonyosodjon róla, hogy az információ helyes és teljes-e, tekintettel a tervezett speciális használati körre. Ez az MSDS helyettesít és megszüntet minden eddigi kiadást.