

Kerr Italia SpA

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült a 91/155/EU előírások alapján

I – A gyártó és a termék

Termék neve: Luralite Bázis	Vizsgálatok időpontja: 1997 November
Gyártó neve: Kerr Italia SPA	Sürgősségi telefon: +36 - 20 – 9 711 896
A gyártó címe: Via Passanti No. 332 Scafati (SA)-84018-Italy	Információs telefon: +36 - 20 – 9 711 896

II – Összetételre és az összetevőkre vonatkozó információk

VESZÉLYES ÖSSZETEVŐK	%	SYMBOL	R	CAS N.
Kalcium Hidroxid	50		C	34 1305-62-0

III – Veszélyességi besorolás

VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY	Maró anyag
-----------------------	------------

IV – Elsősegély intézkedések

Szembe kerülés esetén: 15 percen keresztül folyóvízzel alaposan öblíteni, a szemhéj alatt is. Bőrrel való érintkezés esetén: Alaposan lemosni vízzel és szappannal. Belélegzés esetén: Az anyag kezeléskori belélegzése nem kívánatos eseményekhez vezethet. Lenyelés esetén Itassunk tejet vagy vizet nagyobb mennyiségben. Ne hányassuk.. Konzultáljunk orvossal.
--

V – Tűzvédelmi intézkedések

Alkalmazható tűzoltószerek: Nincs alkalmazás.
Nem alkalmazható tűzoltószerek: Nincs alkalmazás.
Speciális tűzvédelmi előírások: Nincs alkalmazás.
Tűz és robbanás által bekövetkező veszélyek: Nincs alkalmazás.
Speciális védelmi berendezések szükségessége: Nincs alkalmazás.

VI – Baleseti előírások

Személyi Óvintézkedések: A VIII. pontnak megfelelően
Környezeti Óvintézkedések: Nincs alkalmazás..
Úrfelhasználási Mód: Az anyagmaradékot papírral távolítsuk el - ne dobjuk a lefolyóba..

VII – Kezelés és tárolás

Kezelési Óvintézkedések: Alapos kézmosás az alkalmazás után.
Óvintézkedések Robbanás vagy tűz esetére: Nincs meghatározva.
Tárolási előírások: Tárolás 10-25 cels fok között Nagy nedvesség megkeményítheti aza anyagot.
Speciális tárolási eszköz: A gyártó által kiszerelt csomagolásban tárolandó.
Más anyagokkal való közös tárolás: Kerüljük az erős savakkal való kapcsolatot.
Egyéb Óvintézkedések: A tubust kupakjával mindi jól zárjuk le mert az anyag kikeményedhet.

VIII – Felhasználási irányadók/személy védelem

Óvintézkedési Előírások	Szellőztetés Helyi szellőztetés: Nem szükséges az anyag tulajdonságai miatt. Speciális szellőztetés: Nem szükséges. Mechanikai (általános) Szellőztetés: Nem szükséges. Egyéb szellőztetés: Nem szükséges.	
Határérték:	TWA Nincs meghatározva	PEL: Nincs meghatározva
Belégzés védelem	Nincs.	
Kéz védelem	Gumikesztyű használata javasolt.	
Szem védelem	Védőszemüveg.	
Bőr védelem	Figyelmes kezelést és jó személyes higiéne szükséges. Igyekezzünk elkerülni a meg nem kötött anyaggal való közvetlen érintkezést.	
Egyéb Óvintézkedés, eszközök:	Orvosi köpeny, ruházat viselése javasolt.	

IX – Fizikai és Kémiai tulajdonságok

Forráspont: Nincs meghatározva Légnyomás: Nincs meghatározva		Olvadáspont: Nincs meghatározva Fajsúly: Nincs meghatározva	
Párolgási érték: Nincs meghatározva		Légsűrűség (levegő=1): Nincs meghatározva	
Vízben való oldódás: Nem oldódó			
Külső megjelenés és szag: Fehér színű szagtalan paszta.			
Gyulladás pont: Nincs meghatározva	Robbanási Felső határérték: Nincs meghatározva		Robbanási Alsó határérték: Nincs meghatározva

X – Anyagstabilitás és Reaktivitás

Stabilitás: Stabil.
Elkerülendő Behatások: Ismeretlen. Magas páratartalomnál az anyag kikeményedhet.
Inkompatibilitás (Kerülendő anyagok): Kerüljük az erős savakkal való érintkezését
Veszélyes lebomló anyagok: Ismeretlen
Veszélyes polimer anyagok: Ismeretlen.

XI - Toxicologiai Információ

Rákkeltő/Fejlődési rendellenességet okozó: Nem.
<u>Hatások és Veszélyek hosszantartó érintkezés esetén (Akut és Krónikus)</u> Hatás és veszély szem esetében: Irritációt okozhat. Hatás és veszély bőr esetében: A bőrt kiszáríthatja. Hatás és veszély belélegzés esetében Ismeretlen Hatás és veszély lenyelés esetében: Száj-garati és emésztőrendszeri irritációt okozhat. Hatás és veszély folyamatos közvetlen kontaktus esetén: Nincs.

XII - Ökológiai Információk

Nincs termékspecifikus információ. Gondos kezelést igényel és kerüljük el a környezetbe való kikerülését
--

XIII – Hulladék kezelésére vonatkozó Szempontok

A megsemmisítéshez és a veszélyes hulladékokra vonatkozó kezeléseknél tartsa be a helyi előírásokat.
--

XIV – Szállítási információk

TENGERI SZÁLLÍTÁS			
IMCO Szám		Nem alkalmazott	
IJN Szám		Nem alkalmazott	
Anyag megállanítható veszélvei		Nincs	
LÉGI SZÁLLÍTÁS			
ICAO/IATA Osztály		Nem alkalmazott	
Anyag megállanítható veszélvei		Nincs	
VASÚTI/KÖZÚTI SZÁLLÍTÁS			
<u>RID/ADR</u> Osztály	N/A Bsz. N/A	Veszélyességi Besorolási szám	N/A
		Anyag Meghatározási szám	N/A
		Veszélyességi Megjelölés	N/A

XV - Besorolási Információk

BESOROLÁS AZ EU ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN	
Veszélyességi Besorolása	C maró anyag
R <i>Bekezdés</i>	
34	Marást okozhat
26	Szembe kerülése esetén azonnal bő vízzel lemosni és orvosi segítséget kérni
36/39	Védőruházat, védőszemüveg és arcvédő maszk viselése javasolt.
45	Rosszullét esetén forduljon orvoshoz és vigye magával a termék címkéjét is
Az alkotórészek miatti Külön megjelölés	Kálcium hidroxid

XVI – Egyéb Információk

A terméket csak rendeltetése szerint lehet alkalmazni. Más anyagokkal nem keverhető mert az be nem látható változásokat eredményezhet.
--

FIGYELEM CSAK JOGOSULT SZEMÉLY ÁLTALI FOGORVOSI HASZNÁLATRA

A Biztonsági adatlapban található információkat a jelenlegi legjobb tudásunk alapján állítottuk össze biztosítva a termék normál körülmények közötti korrekt kezelését és tárolását. Minden az e termékre vonatkozó annak nem rendeltetésszerű használatából illetve az előírások be nem tartásából eredő problémákért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.