

BIZTONSÁGI ADATLAP



1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás meghatározása

Terméknév	: Cavex SiliconA		
Gyártó	: Cavex Holland Harmerjansweg 19 P.O.Box 852 2003 RW Haarlem The Netherlands		
	T +31 23 530 77 00	Email: Dental@cavex.nl	
	F +31 23 535 64 82	Website: www.cavex.nl	

Telefonszám vészhelyzet esetére : Nem alkalmazhat.

2. Összetétel / információk az alkotórészekről

Anyag/készítmény : Leírás: Két komponensű anyag, amely bázisból és katalizátorpasztából áll.

A szállító jelenlegi ismeretei szerint ez a termék az EU vagy az országos előírásoknak megfelelően nem tartalmaz semmiféle veszélyes alkotóanyagot.

3. Veszélyek azonosítása

Besorolás : Nincs veszélyes anyagként besorolva

Hatások és tünetek

Bőrrel érintkezés : Nem irritálja a bőrt. Nem érzékenyítő.

Érintkezés a szemmel : Nem irritálja a szemet.

4. Elsősegély-nyújtási intézkedések

Elsősegély nyújtási intézkedések

Lenyelés : Végezzen hánytatás, ujjával finoman megérintve a garat hátsórészét. Orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel érintkezés : Nem irritálja a bőrt.

Érintkezés a szemmel : Legalább tizenöt percig öblítse bő vízzel, esetenként emelgetve a felső és az alsó szemhéjat.

5. Tűzoltási intézkedések

Tűzoltásra használható anyagok

Megfelelő : Használjon az anyagok körülfogására alkalmas tűzoltóanyagokat.

Szokatlan tűz/robbanásveszély : Semmi.

Veszélyes hőbomlási termékek : Semmi.

Speciális tűzoltási eljárások : Speciális intézkedések nem szükségesek.

Tűzoltók védelme : Nem szükséges speciális védelem.

6. Intézkedések az anyag véletlenszerű¹ szabadba kerülése esetén

Egyéni óvintézkedések : kesztyű, Laborköpeny, Védőszemüveg.

Környezetvédelmi óvintézkedések és tisztítási módszerek : Általában semmilyen speciális intézkedést nem igényel. Itassa fel folyadék-megkötő anyaggal (homok, kovaföld, univerzális kötőanyag) vagy használjon feltisztító készletet.

Megjegyzés: Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatban lásd a 8. pontot, a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatban lásd a 13. pontot.

7. Az anyag kezelése és tárolása

Kezelés	: Speciális intézkedések nem szükségesek.
Tárolás	: Speciális intézkedések nem szükségesek.
<u>Csomagolóanyagok</u>	
Javasolt felhasználás	: Nem alkalmazhat.

8. Érintkezés az anyaggal/egyéni védőfelszerelés

Műszaki intézkedések	: Speciális intézkedések nem szükségesek. Veszélyes anyagokat nem szabadít fel.
Munkahelyi expozíciós határértékek	: Nem II rendelkezsre.
<u>Személyi védelmi berendezés</u>	
Bőr és test	: Laborköpeny.
Kéz.	: kesztyű.
Szem	: Védőszemüveg.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Fizikai állapot	: Leírás: Két komponensu anyag, amely bázisból és katalizátorpasztából áll.
Szín	: A termék megjelölés szerint.
Szag	: Szagtalan.
pH	: Nem alkalmazhat.
Lobbanáspont	: Nincs meghatározva.
Tűzveszély különféle anyagok jelenlétében	: A következő anyag jelenlétében mérsékelten tűzveszélyes: nyílt láng vagy szikra
Robbanási tulajdonságok	: Nem alkalmazhat.
Oxidáló tulajdonságok	: Semmi.
Gőznyomás	: 18 hPa
Sűrűség	: 1.5 - 1.7 g/cm ³
Oldhatóság	: Részlegesen oldódik a következő(k)ben: metil-alkohol, dietil-éter, aceton. Oldhatatlan a következő(k)ben: hideg víz, forró víz.
Oktanol/víz megoszlási hányados	: Nincs meghatározva.
Viszkozitás	: A termék megjelölés szerint.
Gőzsűrűség	: Nincs meghatározva.

10. Stabilitás és reakcióképesség

Stabilitás	: A termék stabil.
Veszélyes bomlástermékek	: Semmi.

11. Toxikológiai információ

Helyi hatások

Bőrirritáció	: Nem irritálja a bőrt.
Szemirritáció	: A szemeket enyhén irritálja.
Érzékennyé tevés	: Nem érzékenyítő.

Speciális hatások

Rákkeltő hatások	: Nincs ilyen termék.
-------------------------	-----------------------

12. Környezetvédelmi információk

Mobilitás : A termék és bomlástermékei nem mérgezőek.

Talaj/víz megoszlási hányados (K_{oc}) : Nincs meghatározva.

13. Ártalmatlanítási és hulladékelhelyezési szempontok

Hulladékelhelyezési módszerek ; : A hulladékot a szövetségi, állami és helyi környezetvédelmi rendelkezések szerint kell elhelyezni.

Maradékok hulladéka ;

Szennyeződött csomagolóanyag

Hulladék besorolás : Nem alkalmazhat.

Európai Hulladékkatalógus (EHK) : 180106

Veszélyes Hulladék : A szállító jelenlegi ismeretei szerint a termék a 91/689/EK irányelv szerint nem számít veszélyes hulladéknak.

14. Szállítási információ

Nemzetközi szállítási előírások

Szabályozási információ	UN-szám	Helyes szállítási név	Osztály	Csomagolási csoport	Címke	További információk
ADR/RID-osztály	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre.	Nem áll rendelkezésre			-No dangerous cargo.
ADN osztály	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre.	Nem áll rendelkezésre			-No dangerous cargo.
IMDG osztály	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre.	Nem áll rendelkezésre			-No dangerous cargo.
IATA-DGR osztály	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre.	Nem áll rendelkezésre			-No dangerous cargo.

15. Rendelkezési tájékoztató

EU előírások

Veszélyességi kódok : Ez a termék az EU rendelkezések szerint nincs besorolva.

Biztonságtechnikai előírások : Nem alkalmazhat.

A termék használata : Leírás: Két komponensű anyag, amely bázisból és katalizátorpasztából áll.

16. Egyéb információk

A veszélyt jelző kifejezések : Nem alkalmazhat.

(R-kifejezések) a számokkal együtt a

2. részben található - Európa

A besorolásra vonatkozó szöveg a 2. részben található - Európa : Nem alkalmazhat.

ELŐZMÉNY

A nyomtatás időpontja : 6-2-2003.

Kiadási időpont : 4-12-2002.

Az előző kiadás időpontja: : Nincs korábbi érvényesítés.

Változat : 1

Figyelmeztetés az olvasó számára

Legjobb tudomásunk szerint az itt megadott tájékoztatás pontos. Azonban sem a fent nevezett szállító, sem annak leányvállalatai nem vállalnak semmiféle felelősséget a megadott tájékoztatás pontosságáért vagy teljességéért. Bármely anyag alkalmasságának végső meghatározása a felhasználó egyedüli felelőssége. Valamennyi anyag ismeretlen veszélyt jelenthet, ezért óvatosan kell alkalmazni. Bár itt feltüntetettünk bizonyos veszélyeket, azt azonban nem garantálhatjuk, hogy csak ezek a veszélyek állnak fenn.

Kiadási időpont : 4-12-2002.

Página: 3/4

