

KerrHawe

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült a 2001/58/EU előírások alapján

I – A gyártó és a termék

Termék neve: Cleanpolish	Vizsgálatok időpontja: 2004 December
------------------------------------	---

Gyártó neve: KerrHawe S.A	Sürgősségi telefon: +36 - 20 – 9 711 896
A gyártó címe: Zona Strecce – 6934 Bioggio (Switzerland)	Információs telefon: +36 - 20 – 9 711 896

II – Összetételre és az összetevőkre vonatkozó információk

VESZÉLYES ÖSSZETEVŐK	%	SYMBOL	R	CAS N.	EINECS N.
Etilalkohol	? 1	F	11	64-17-5	200-578-6
Mentol	0,5	Xi	37/38-41	2216-51-5	218-690-9
Bentonit	1-2	Xi	36/37/38	1302-78-9	215-108-5
Kalcium Karbonát	15-20	Xi	37-38-41	471-34-1	207-439-9

III – Veszélyességi besorolás

VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY	Irritáló
-----------------------	----------

IV – Elsősegély intézkedések

Szembe kerülés esetén: 15 percen keresztül folyóvízzel alaposan öblíteni, a szemhéj alatt is.
Bőrrel való érintkezés esetén: Alaposan lemosni vízzel és szappannal.
Belélegzés esetén: Nincs meghatározva
Lenyelés esetén Nagyobb mennyiségű anyag lenyelésekor a felhígítása végett itassunk sok vizet .

V – Tűzvédelmi intézkedések

Alkalmazható tűzoltószerek: Víz sugar.
Nem alkalmazható tűzoltószerek: Nem ismert.
Speciális tűzoltási előírások: Nincs alkalmazás.
Tűz és robbanás által bekövetkező veszélyek: Nincs alkalmazás.
Speciális védelmi berendezések szükségessége: Nincs alkalmazás.

VI – Baleseti előírások

Személyi Óvintézkedések: Nincs
Környezeti Óvintézkedések: Nincs
Tisztítási Mód: Az anyagmaradékot távolítsuk el és mossuk le vízzel az érintett felületet

VII – Kezelés és tárolás

Kezelési Óvintézkedések: Nincs megszabva
Óvintézkedések Robbanás vagy tűz esetére: A termék nem gyúlékony.
Tárolási előírások: Tárolás szobahőmérsékleten a termék eredeti kiserelésében.
Speciális tárolási eszköz: A gyártó által kiserelt csomagolásban tárolandó.
Más anyagokkal való közös tárolás: Nincs ide vonatkozó előírás.
Egyéb Óvintézkedések: A használati utasítás szerint.

VIII – Felhasználási irányadók/személy védelem

Óvintézkedési Előírások	Szellőztetés Helyi szellőztetés: Nem szükséges. Speciális szellőztetés: Nem szükséges. Mechanikai (általános) Szellőztetés: Nem szükséges. Egyéb szellőztetés: Nem szükséges.
Határérték:	A menthol mennyisége elhanyagolható
Belégzés védelem	Nincs.
Kéz védelem	Nincs.
Szem védelem	Nem szükséges.
Bőr védelem	Figyelmes kezelést és jó személyes higiéné szükséges.
Egyéb Óvintézkedés, eszközök:	Nincs.

IX – Fizikai és Kémiai tulajdonságok

Forráspont: Nincs meghatározva Légnyomás: Nincs meghatározva	Olvadáspont: Nincs meghatározva Fajsúly: 1,45 g/ml.
Párolgási érték: Nincs meghatározva	Légsűrűség (levegő=1): Nincs meghatározva
Vízben való oldódás: részben	
Külső megjelenés és szag: rózsaszínű borsmenta illatú paszta.	
Gyulladás pont: Nincs meghatározva	Robbanási Felső határérték: Nincs meghatározva Robbanási Alsó határérték: Nincs meghatározva

X – Anyagstabilitás és Reaktivitás

Stabilitás: Stabil.
Elkerülendő Behatások: Nem ismert.
Inkompatibilitás (Kerülendő anyagok): Nem ismert.
Veszélyes lebomló anyagok: Nem ismert.
Veszélyes polimer anyagok: Nem képződik.

XI - Toxicologiai Információ

Rákkeltő/Fejlődési rendellenességet okozó: Nem.
<u>Hatások és Veszélyek hosszantartó érintkezés esetén (Akut és Krónikus)</u> Hatás és veszély szem esetében: Bedörzsölve enyhe irritációt okozhat. Hatás és veszély bőr esetében: Okozhat irritációt. Hatás és veszély belélegzés esetében Hosszantartó belélegzése okozhat torok illetve légzőrendszeri irritációt. Hatás és veszély lenyelés esetében: Nagyobb mennyiség lenyelése okozhat torokirritációt. Hatás és veszély folyamatos közvetlen kontaktus esetén: Nem ismert.

XII - Ökológiai Információk

Nincs termékspecifikus információ. Gondos kezelést igényel és kerüljük el a környezetbe való kikerülését
--

XIII – Hulladék kezelésére vonatkozó Szempontok

Az anyagmaradékot töröljük le és a felszínt mossuk át vízzel. Kis mennyiségben az anyag normál hulladéknak minősül ha a helyi előírások másként nem rendelkeznek.

XIV – Szállítási információk

TENGERI SZÁLLÍTÁS				
IMCO Szám		Nem alkalmazott		
UN Szám		Nem alkalmazott		
Anyag megállanítható veszélvei		Nem alkalmazott		
LÉGI SZÁLLÍTÁS				
ICAO/IATA Osztály		Nem alkalmazott		
Anyag megállanítható veszélvei		Nem alkalmazott		
VASÚTI/KÖZÚTI SZÁLLÍTÁS				
<u>RID/ADR</u> Osztály	N/A Bsz. N/A	Veszélyességi Besorolási szám	N/A	Anyag Meghatározási szám
				Veszélyességi Megjelölés N/A

XV - Besorolási Információk

BESOROLÁS AZ EU ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN	
Veszélyességi Besorolása	Xi
R Bekezdés	
41	Komoly szemsérülést okozhat
38	Bőr irritáló hatású
S bekezdés	
26	Szembe kerülése esetén alaposan mossuk át vízzel és forduljunk orvoshoz.
Az alkotórészek miatti Külön megjelölés	Kálcium karbonát

XVI – Egyéb Információk

A termék habkőport tartalmaz ami pór formában ismert irritációt okoz. Paszta formában a habkőpornak már Nincs irritáló hatása.

FIGYELEM CSAK JOGOSULT SZEMÉLY ÁLTALI FOGORVOSI HASZNÁLATRA

A Biztonsági adatlapban található információkat a jelenlegi legjobb tudásunk alapján állítottuk össze biztosítva a termék normál körülmények közötti korrekt kezelését és tárolását. Minden az e termékre vonatkozó annak nem rendeltetésszerű használatából illetve az előírások be nem tartásából eredő problémákért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.