

BIZTONSÁGI ADATLAP 2001/58/EEC

ZHERMACK S.P.A

ELITE HD+ REGULAR BODY NORMAL SETTING

1. Az anyag és a gyártó meghatározása:

1.1 Az anyag meghatározása

Kereskedelmi név: ELITE HD+ REGULAR BODY NORMAL SETTING

Kereskedelmi kód: C203020/C203025/C203200(Vesicula)/C203100(Bemutató készlet)/C203110 (Próba készlet)

1.2 Az anyag felhasználása

Addíciós szilikon nagy pontosságú lenyomatvételhez.

1.3 A gyártó meghatározása

Gyártó: ZHERMACK S.p.A. via Bovazecchino, 100 –45021- Badia Polesine (RO) ITALY

A cég segélyhívó telefonszáma: 0425/597611

2. Információ az összetevőkről:

Az EEC 67/548- as irányelve által meghatározott veszélyes anyagot nem tartalmaz.

3. Veszélyek azonosítása:

Különleges veszélyhelyzet a termék rendeltetésszerű használata esetén nem áll fenn.

A szemmel való érintkezés kisebb irritációt okozhat, a kötőhártya bepírosodhat.

4. Elsősegély nyújtása:

4.1 Bőrrel való érintkezés esetén: Bő vízzel és szappannal öblítse ki.

4.2 Szemmel való érintkezés esetén: Azonnal öblítse ki vízzel. (10 percen keresztül)

4.3 Ha az anyagot a beteg lenyeli: Hánytassa meg a beteget. AZONNAL CSINÁLTASSON ORVOSI VIZSGÁLATOT és mutassa be a biztonsági adatlapot. Az orvos beadhat vízben oldott aktív szén vagy folyékony paraffint.

4.4 Belélegzés esetén: Szellőztesse ki a helyiséget.

5. Tűzoltással kapcsolatos lépések:

5.1 Ajánlott tűzoltási lehetőségek: Víz, CO₂, hab, kémiai porok, az égő anyagoktól függően.

5.2 Tilos tűzoltási lehetőségek: nincs ilyen

5.3 Az égéssel járó veszélyek: Kerülje a füst belélegzését.

5.4 Védőfelszerelés: Védje a légutakat.

6. Balesetmegelőzés:

6.1 Személyek védelmére vonatkozó szabályok: nincs ilyen

6.2 Környezetvédelmi előírások: Akadályozza meg, hogy a földre vagy homokra ömöljön. Ha a termék vizen keresztül a csatornarendszerbe került, vagy a talajt vagy a vegetációt szennyezte, értesítse az illetékes hatóságokat.

6.3 Tisztítási lehetőségek: Ha lehetséges, újrafelhasználásra össze kell gyűjteni, ha nem, akkor semmisítse meg. Ahol lehetséges, ott közömbösítse a terméket. Ezután öblítse le vízzel azokat az anyagokat, amelyekkel érintkezésbe került.

7. **Kezelés és tárolás:**

7.1 Kezelési elővigyázatosság: Kerülje az anyag gőzével való érintkezést és annak belélegzését. Olvassa el a 8-as pontot is. Ne egyen és igyon munka közben.

7.2 Nem kompatibilis anyagok: Nincs ilyen.

7.3 Tárolási körülmények: Száraz, hűvös helyen tartsa, 5°C és 27°C között. (41°F-80°F).

7.4 Technikai előírás: A helyiség kielégítő szellőztetése.

8. **Az anyagnak való kitettség és személyi védelem:**

8.1 Elővigyázatossági előírás: Biztosítson megfelelő szellőzést azon helyiségek számára, amelyekben tárolja vagy használja a terméket.

8.2 Védelem belégzéskor: rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges.

8.3 Védelem a kezek számára: rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges.

8.4 A szemek védelme: rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges. Mindig megfelelő munkamódszert alkalmazzon.

8.5 A bőr védelme: Nem szükséges speciális elővigyázatosság rendeltetésszerű használat esetén.

8.6 Kitettségi határérték(ek) (ACGIH): nincsenek

9. **Fizikai és vegyi tulajdonságok:**

9.1 Megjelenési forma és szín: két összetevőből álló paszta, melynek egyik része (alap) színes.

9.2 Illata: nincs

9.3 Viszonylagos fajsúly: 1,40 gr/ m³.

9.4 Vízben való oldhatóság: nem oldódik

10. **Stabilitás és reakcióképesség:**

10.1 Kerülendő állapotok: Normál körülmények között szilárd.

10.2 Kerülendő anyagok: Az alap hidrogént termelhet, ha reakcióba lép alkáli fémmel és savas anyaggal.

10.3 Veszélyes lebomlási összetevők: Nincsenek.

11. **Toxikológiai információ:**

A pontos terméknek nincsen citotoxikus hatása az L929-es sejtvonalon.

12. **Ökológiai információ:**

Alkalmazzon alapos munkamódszert, hogy a termék ne kerüljön a környezetbe.

13. **Ártalmatlanítás:**

Hasznosítsa újra, ha lehetséges. Ha így tesz, akkor tegyen eleget az éppen érvényben lévő helyi és nemzeti szabályozásnak.

14. Szállítási információ:

A szállítási szabályok értelmében nem számít veszélyes árunak.

15. Szabályozások:

A 88/379/EEC (Minősítés és Elnevezés) irányelv alapján: A készítmény nem tekinthető veszélyesnek.

Orvosi eszköznek jelölve a 93/42/EEC irányelv alapján.

16. További információ:

Ebben a biztonsági adatlapban fellelhető információk a tudomány mai állásán alapulnak.

Kizárólag a bemutatott termékre utalnak, és nem jelentenek garanciát különleges minőségre. A felhasználó kötelessége, hogy megbizonyosodjon róla, hogy az információ helyes és teljes-e, tekintettel a tervezett speciális használati körre. Ez az MSDS helyettesít és megszüntet minden eddigi kiadást.