

Kiállítás dátuma / Referencia	2008. 10. 13.	liprt
Előző változat	2008. 10. 13.	liprt / 2. változat
Nyomtatás dátuma	2009. 02. 23.	lapsz. 1573 3. változat

Cég	Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL – 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein
-----	--

1. Kereskedelmi név és szállító

1.1 Kereskedelmi név / áru ismertető jel **OptraDam / OptraDam Plus**

1.2 Felhasználás anatómiailag kialakított nyálrekesz (kofferdam)

1.3 Gyártó Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL – 9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
msds@ivoclarvivadent.com

1.4 Szállító

1.5 TOX SEGÉLYHÍVÓ
Nyilvános + 423 / 235 35 35 vagy 373 40 40
Ivoclar Vivadent AG, FL–9494 Schaan, Liechtenstein

2. Összetétel

2.1 Kémiai jellemzők Az OptraDam latexből készült és kukoricakeményítővel van bepúderezva.

2.2 Veszélyes alkotóelemek nincs

2.3 További adatok nincs

3. **Lehetséges veszélyek** A termék alkotóelemeivel szembeni igazolt allergia esetén alkalmazása ellenjavallt.

4. Elsősegély

4.1 Szemkontaktus Nem igényel külön intézkedést.

4.2 Bőrkontaktus Nem igényel külön intézkedést.

4.3 Lenyelés Nem igényel külön intézkedést.

4.4 Belélegzés Nem igényel külön intézkedést.

4.5	További adatok	nincs
-----	----------------	-------

5. Tűz esetén

5.1	Megfelelő oltóanyag	vízpára, széndioxid, hab, száraz oltóanyag
-----	---------------------	--

5.2	Alkalmatlan oltóanyag	nem ismert
-----	-----------------------	------------

5.3	További adatok	nincs
-----	----------------	-------

6. Intézkedés véletlen kiömlés esetén Mechanikus felvétel.

7. Kezelés és tárolás

7.1	Kezelés	Csak megfelelő képzettséggel rendelkező személyzet kezelheti.
-----	---------	---

7.2	Munkahigiéné	A szokásos higiéniai előírások betartása szükséges.
-----	--------------	---

7.3	Tárolás	2–28°C között
-----	---------	---------------

7.4	Tárolóhely	Közvetlen napsugárzásnak ne tegye ki.
-----	------------	---------------------------------------

7.5	Gyulladásvédelem	nem szükséges
-----	------------------	---------------

8. Expozíciós korlátozások és személyes védőfelszerelés

8.1	Expozíciós korlátozások és felügyelet	Nem igényel külön intézkedést.
-----	---------------------------------------	--------------------------------

8.2	Expozíciós határértékek	---
-----	-------------------------	-----

8.3	Expozíciós korlátozások és felügyelet a munkahelyen	
-----	---	--

8.3.1	Légutak védelme	Nem szükséges.
-------	-----------------	----------------

8.3.2.	Kéz védelme	Nem szükséges.
--------	-------------	----------------

8.3.3	Szem védelme	Nem szükséges.
-------	--------------	----------------

8.3.4	Egyéb	nincs
-------	-------	-------

8.4.	Környezetvédelmi korlátozások és felügyelet	
------	---	--

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1	Megjelenési forma	elasztikus anyag
9.2	Szín	kék
9.3	Illat	szagtalan
9.4	Állapotváltozás	---
9.5	Sűrűség	nem meghatározott
9.6	Gőznyomás	nem használatos
9.7	Viszkozitás	nem használatos
9.8	Oldódás Vízben oldódás	nem meghatározott
9.9	Ph-érték	nem meghatározott
9.10	Gyulladásí hőfok	
9.11	Gyúlási hőmérséklet	
9.12	Robbanáshatár	alsó: felső:
9.13	További adatok	nincs

10. Stabilitás és reaktivitás

10.1	Termikus bomlás	Rendeltetésszerű használat esetén nincs.
10.2	Veszélyes bomlási anyag	Normális tárolási és kezelési feltételek mellett nincs.
10.3	Kerülendő feltételek/anyagok	nincs
10.4	További adatok	Közvetlen napsugárzásnak ne tegye ki.

11. Toxikológiai adatok

11.1	Akut toxicitás	---
11.2	Szubakut/krónikus toxicitás	---
11.3	További adatok	Latexre allergiás pácienseknél az OptraDam nem alkalmazható.

12. Ökológiai adatok

12.1 Ökotoxicitás	nincs adat
12.2 Mobilitás	nincs adat
12.3 Perzisztencia, leépülés	nincs adat
12.4 Bioakkumuláció	nincs adat
12.5 Egyéb adat	nincs

13. Elszállítás

A helyi, hivatalos előírások betartásával raktárhelyre vagy égetőbe szállítandó.

13.1 EU kulcs	20 01 39
13.2 Swiss waste code	---
13.3 Rendeltetési hely	fogászati rendelő

14. Szállítás

14.1 Szárazföldön	
14.2 Vízi úton	
14.3 Levegőben	
14.4 További adatok	A szállítási előírások értelmében nem veszélyes anyag.

15. Előírások

Az EU 93/42/EWG előírásai alá eső gyógyszeres termék.
A termék nem köteles veszélyes anyagra vonatkozó jelzéseket viselni, az EU előírásainak megfelelően (67/548/EWG).

15.1 UN-szám	---
15.2 Nemzeti előírások	
15.3 EINECS/ELINCS-szám	
15.4 Veszélyszimbólumok	
15.5 Veszély megjelölés	

15.6 Veszély-utasítás

15.7 Biztonsági tanácsok

15.8 MAK-érték --- ml/m³ (ppm)

15.9 BVD-osztály (CH)

15.10 VbF (D)

15.11 További adatok nincs

16. **További adatok** nincs

A fentebb felsorolt adatok ismereteink és tapasztalataink mostani állásának felelnek meg. A biztonsági adatlap a termék biztonságos használatának szempontjából írja le a terméket. Az adatoknak nincs garanciális jelentősége.
