

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**(91/151/EEC)**

**1. Anyag és gyártó megnevezése**

Termék(termékek): **KROMOPAN 100/ LITOCHROM/SUPER KROMOPAN**

Besorolás: Fogászati alginátok

Gyártó: LASCOD S.p.A.- Via L.Longo 18-50019 Sesto Fiorentino – Firenze-Italy

Telefon: +39-055-4215768 – Fax: +39-055-4210421

Telefon vészhelyzetben: +39-055-4215768 ( Kutató Laboratórium)

**2. Összetétel**

Por: kalcinátos diatomacus föld, szódium alginát és nem veszélyes anyagok keveréke

**3. Veszélyességi besorolás**

Sem környezeti, sem egészségre káros hatása nincs

**4. Elsősegélynyújtás**

Lenyelés: fájdalom esetén hívjon orvost

Szembe kerülés: bő vízzel mossa a nyitva tartott szemet

Bőrrre kerülés: vízzel lemosható

Belélegzés: menjen szabadlevegőre

**5. Tűzoltási előírások**

Alkalmazható oltóanyagok: nem értelmezhető, az anyag nem éghető

Nem alkalmazható oltóanyagok: nem értelmezhető, az anyag nem éghető

Védő felszerelés: : nem értelmezhető, az anyag nem éghető

**6. Előírások véletlen kiömlés esetén**

Személyes elővigyázatosság: védőszemüveg és porszűrő maszk ( nagy mennyiség esetén)

Környezeti elővigyázatosság: lefolyótól és csatornától tartsuk távol

Takarítási módszerek: mechanikus úton, kerülve a por levegőbe kerülését, az érvényes előírásoknak megfelelően a hulladékgyűjtőbe tesszük

**7. Kezelés és tárolás**

Kezelés: kizárólag a gyártó használati utasításának megfelelően

Tárolás: hűvös, száraz helyen tárolja

**8. Személyes védelem / érintkezés**

A termék használata közben semmilyen védőfelszerelés nem szükséges

**9. Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Halmazállapot: por

Szín: fehér

Illat: aromatikuss

PH (10gr por 1liter vízben feloldva 2 perc után) 8,0 20 C – on

Forráspont: : nem értelmezhető

Oladási pont/idő: nem értelmezhető

Lobbanáspont: nem értelmezhető

Éghetőség : nem éghető

Spontán égés: nem értelmezhető  
Robbanási tulajdonságok: nem robbanásveszélyes  
Lobbanási tulajdonságok: nem lobbanásveszélyes  
Gőznyomás: nem értelmezhető  
Denzitás: 2,3  
Oldhatóság vízben: hidrofil gél képez  
További adatok: nincsenek

#### **10. Stabilitás és reaktivitás**

Amennyiben a gyártói előírásoknak megfelelően használja, illetve tárolja, az anyag stabil  
Kerülendő környezeti tulajdonságok: nedvesség, magas hőmérséklet  
Kerülendő anyagok: nincsenek  
Lebomlás veszélyes reakciói: nincsenek

#### **11. Toxikológiai információk**

Jelenlegi ismereteink szerint, a termék semmilyen ismert környezet és egészségkárosító hatás nincs, amennyiben a gyártó utasításait követjük.

#### **12. Környezeti információk:**

A termék semmilyen módon nem károsítja a környezetet. A szódium alginát 100%-osan lebomlik

#### **13. Hulladéktárolási információk:**

Az anyag, illetve maradékai a háztartási hulladékkal együtt kezelhetők

#### **14. Szállítási információk:**

Nincsenek szállítási veszélyek

#### **15. Szabályozási információk**

Az érvényes Európai Unió előírások szerint, semmilyen veszélyességi jelzés nem szükséges.

#### **16. További információk**

A fenti adatok, a gyártó információi szerint, ezen dokumentum kibocsátásától érvényesek

A felhasználó köteles meggyőződni arról, hogy a termék megfelel-e az általa elképzelt felhasználásra.

2001. 06.01.