

BIZTONSÁGI ADATLAP 2001/58/EEC

ZHERMACK S.P.A

ORANWASH L

Módosítás dátuma: 2002.12.12.

Nyomtatás dátuma: 2006.01.04.

1. Az anyag és a gyártó meghatározása:

1.1 Az anyag meghatározása

Kereskedelmi név: ORANWASH L

Kereskedelmi kód: C100660

1.2 Az anyag felhasználása

Kondenzációs szilikon precíziós lenyomatvételhez.

1.3 A gyártó meghatározása

Gyártó: ZHERMACK S.p.A. via Bovazecchino, 100 –45021- Badia Polesine (RO) ITALY

A cég segélyhívó telefonszáma: 0425/597611

Forgalmazó:	HERBODENT Kft.
	1025. Budapest, Szépvölgyi út 52.
Telefonszám:	06 1 325 7129
Fax:	06 1 325 7220
Felelős személy:	Herendi Péter
Telefonszám:	06 30 203 6957
Egészségügyi Toxikológiai Szolgálat:	1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Telefon:	06-80-20-11-99 (DÍJMENTESEN HÍVHATÓ ZÖLD SZÁM), 06 1 476-6400, 06 1 476-6464

2. Információ az összetevőkről:

Az EEC 67/548- as irányelve által meghatározott veszélyes anyagot nem tartalmaz.

3. Veszélyek azonosítása:

A KÉSZÍTMÉNY NEM TARTOZIK A VESZÉLYES ANYAG KATEGÓRIÁBA.

Normál használat során nincs különleges kockázati tényező. Szembe kerülve enyhe irritációt és bevörösödést okozhat.

4. Elsősegély nyújtása:

4.1 Bőrrel való érintkezés esetén: Nem okoz irritációt.

4.2 Szemmel való érintkezés esetén: Azonnal öblítse ki vízzel legalább 10 percig.

4.3 Ha az anyagot a beteg lenyeli: Kis mennyiség lenyelése esetén a termék ártalmatlan, egyéb esetben konzultáljon orvossal!

4.4 Belélegzés esetén: Szellőztesse ki a helyiséget.

5. Tűzoltással kapcsolatos lépések:

5.1 Ajánlott tűzoltási lehetőségek: Víz, CO₂, hab, kémiai porok, az égő anyagoktól függően.

5.2 Tilos tűzoltási lehetőségek: nincs ilyen

5.3 Az égéssel járó veszélyek: Kerülje a füst belélegzését.

5.4 Védőfelszerelés: Védje a légutakat.

6. **Balesetmegelőzés:**

6.1 Személyek védelmére vonatkozó szabályok: nincs ilyen

6.2 Környezetvédelmi előírások: Akadályozza meg, hogy a földre vagy homokra ömöljön.

6.3 Tisztítási lehetőségek: Ha lehetséges, újrafelhasználásra össze kell gyűjteni, ha nem, akkor semmisítse meg. Ahol lehetséges, semleges anyaggal közömbösítse a terméket. Ezután mossa le vízzel azokat az anyagokat, amelyekkel érintkezésbe került.

7. **Kezelés és tárolás:**

7.1 Kezelési elővigyázatosság: Kerülje az anyag gőzével való érintkezést és annak belélegzését. Olvassa el a 8-as pontot is. Ne egyen és igyon munka közben.

7.2 Nem kompatibilis anyagok: Nincs ilyen.

7.3 Tárolási körülmények: A zárt edényt tartsa 5°C és 27°C között. (41°F-80°F).

7.4 Technikai előírás: A helyiség kielégítő szellőztetése.

8. **Az anyagnak való kitétség és személyi védelem:**

8.1 Elővigyázatossági előírás: Biztosítson megfelelő szellőzést azon helyiségek számára, amelyekben tárolja vagy használja a terméket.

8.2 Védelem belégzéskor: rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges.

8.3 Védelem a kezek számára: rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges.

8.4 A szemek védelme: rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges.

8.5 A bőr védelme: Nem szükséges speciális elővigyázatosság rendeltetésszerű használat esetén.

8.6 Kitétségi határérték(ek) (ACGIH): nincsenek

9. **Fizikai és vegyi tulajdonságok:**

9.1 Megjelenési forma és szín: sárga paszta.

9.2 Illata: narancs.

9.3 Viszonylagos fajsúly: 1,10 gr/ m³.

9.4 Vízben való oldhatóság: nem oldódik

Az alap és a katalizátor összekeverésével rugalmas elegyet kapunk.

10. **Stabilitás és reakcióképesség:**

10.1 Kerülendő állapotok: Normál körülmények között stabil.

10.2 Kerülendő anyagok: Nincs ilyen.

10.3 Veszélyes lebomlási összetevők: Nincsenek.

11. **Toxikológiai információ:**

A pontos terméknek nincsenek citotoxikus hatásai az L929 sejtvonagra.

12. **Ökológiai információ:**

Alkalmazzon alapos munkamódszert, hogy a termék ne kerüljön a környezetbe.

13. Ártalmatlanítás:

Hasznosítsa újra, ha lehetséges, eleget téve ezzel az éppen érvényben lévő helyi és nemzeti szabályozásnak.

14. Szállítási információ:

A szállítási szabályok értelmében nem számít veszélyes árunak.

15. Szabályozások:

D.Lgs.65/03 (veszélyes készítmények Minősítése, Csomagolása és Cimkézése): A készítmény nem tekinthető veszélyesnek 88/379/EEC irányelv alapján.

A 93/42/EEC szerinti CE Orvosi Eszköz jelzéssel ellátva.

16. További információ:

Ebben a biztonsági adatlapban fellelhető információk a tudomány mai állásán alapulnak.

Kizárólag a bemutatott termékre utalnak, és nem jelentenek garanciát különleges minőségre. A felhasználó kötelessége, hogy megbizonyosodjon róla, hogy az információ helyes és teljes-e, tekintettel a tervezett speciális használati körre. Ez az MSDS helyettesít és megszüntet minden eddigi kiadást.