

ROTASEPT

Verzió 02.03.

Felülvizsgálat: 2007-11-22

Kiadás dátuma: 2007-11-22

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Márkanév: **ROTASEPT**
Fogászati eszközfertőtlenítőszer

Gyártó/Szállító: Schulke & Mayr GmbH
Robert Koch Str. 2.
22851 Norderstedt, Germany
Tel: +4940521000 Fax: +494052100318
e-mail: mail@schulke-mayr.com www.shulke-mayr.com

Felelős személy: ++49(0)40/521 00 666
Segélykérő telefonszám: ++49(0)40/521 00-0
Magyarországi forgalmazó: **Allegro Kft.**
1135 Budapest, Szent László u. 97/a.
Tel: 350 21 07 Fax: 329 18 54
e-mail: info@allegro.hu www.allegro.hu

OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
Sürgősségi telefonszáma: 0680 / 201-199

Alkalmazás : Fertőtlenítőszer

2. VESZÉLYESEK AZONOSÍTÁSA**Kockázati tanács embereknek és környezetnek**

ICAO - címkék:

Xi Irritáló
R36/38 Szem- és bőrizgató hatású

**3. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ**

Kémiai természet: Készítmény
Leírás: A következő anyagok oldata ártalmatlan adalékokkal:

Összetevők	CAS szám	EC szám	Jelölés	R mondatok	Koncentráció
2-propanol	67-63-0	200-661-7	F, Xi	R11, R36, R67	10 %
Kálium-hidroxid	1310-58-3	215-181-3	C	R22, R35	1 – 2 %

Az R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Általános tanácsok: A termékkel szennyezett ruhát azonnal le kell venni
Szemmel való érintkezés: A szemet bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
Bőrrel való érintkezés: Bő vízzel azonnal le kell mosni
Lenyelés: Orvosi felügyelet szükséges

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Különleges védőfelszerelés tűzoltók részére: Nincs szükség különleges védőfelszerelésre
Megfelelő oltóanyag: Víz, száraz por, szén-dioxid, alkohol ellenálló hab
Oltóanyag, mely biztonsági okokból nem használható: Nincs információ
Termékből származó speciális veszélyek: Különleges veszély nem várható

ROTASEPT

Verzió 02.03.

Felülvizsgálat: 2007-11-22

Kiadás dátuma: 2007-11-22

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyi óvintézkedések: A kifolyt / kiömlött termék növeli a csúszásveszélyt
Környezeti óvintézkedések: A talajba való beszivárgást el kell kerülni.
Tisztítási módszerek: Nedvszívó anyaggal(pl. puha rongy, gyapjú) fel kell törölni,
Inert nedvszívó anyaggal (pl. homok, szilikagél, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**KEZELÉS**

Biztonságos kezelési útmutatás: A munkaadatot úgy kell elkészíteni, ahogy a címké(ke)n és /vagy a felhasználási utasításokban mag van adva.

Útmutató tűz és robbanásvédelemhez: A forró termék éghető gőzöket bocsát ki.

TÁROLÁS

A tárolási helyekre vonatkozó követelmények: Az eredeti tartályban kell szobahőmérsékleten kell tárolni.
További információk: Közvetlen napsugárzástól, fagytól védeni kell. Az flakon légmentesen lezárva tárolandó.

További tanács a tároláshoz: Ételtől, italtól és állateledeltől távol kell tartani. Nem szabad savak közelében tárolni.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / SZEMÉLYI VÉDELEM**EXPOZÍCIÓS HATÉÁRÉRTÉKEK**

Összetevők	CAS szám	Érték	Bázis
2-propanol	67-63-0	CK: 500mg/m ³ CK: 200ppm	TRGS 900

Személyi védőfelszerelés

Kézvédelem: Kiömlés védelem a KCL által gyártott eldobható nitril gumikesztyűk pl. Dermatril vagy más gyártó által előállított gumikesztyűk, melyek azonos védelmet adnak
Hosszantartó érintkezés: A KCL által gyártott nitril gumikesztyűk pl. Camatril (>480 perc) vagy butil gumikesztyűk pl. Butoject (>480 perc) vagy más gyártó által előállított gumikesztyűk, melyek azonos védelmet adnak
Szemvédelem: Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg
Egészségügyi intézkedések: A termékkel szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Ételtől italtól távol kell tartani
Védelmi intézkedések: A bőrrel és szemmel való érintkezést el kell kerülni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**MEGJELENÉS**

Forma: folyadék
Szín: színtelen
Szag: alkoholszagú

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

pH: kb. 13,7 / 1.000 g/l (20°C)
Megszilárdulási tartomány: < -5°C
Kezdeti forráspont: kb. 80°C
Lobbanáspont: 36°C (Módszer: DIN 51775 Part 1)
Gőznyomás: kb. 34 hPa (20°C)

ROTASEPT

Verzió 02.03.

Felülvizsgálat: 2007-11-22

Kiadás dátuma: 2007-11-22

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Veszélyes reakciók: Reakció savakkal. Lúgérzékeny anyagokkal összeférhetetlenség I
ehetséges
Veszélyes bomlástermékek: Semmi előre látható

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Bőrirritáció: Bőrizgató hatású
További információ: Az osztályozás a készítmények Irányelv számítási eljárása alapján történt

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Biológiai lebonthatóság: Biológiailag könnyen lebontható
(Módszer: OECD 301D/EEC 84/449 C 6)
Toxicitás baktériumokra: EC50 10.700 mg/l (Módszer: OECD 209)
Kémiai oxigénigény (KOI): 3.200 mg/l (vizsgálati anyag 1 %-os oldat)
További információk: A preparátumban található felületaktív anyag(ok) megfelel(nek) a
tisztítószerekre vonatkozó, (EC) NO.648/2004 számú szabályzatban
lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak. Az ezt alátámasztó adatok
mindenkor a Tagállamok illetékes szerveinek a rendelkezésére állnak, és
közvetlen kérésükre vagy a tisztítószer gyártó kérésére megtekinthetők.
A terméket nem vizsgálták.
A talajba való beszivárgást el kell kerülni. Nem szabad a
felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPOTOK

Termék: A terméket a megadott EWC szám alapján kell kezelni
EWC szám: EWC 070699 (EWC: Európai Hulladék Kód)
Szennyezett csomagolás: A tartályokat vízzel kell kiöblíteni. A tisztított edényeket újrahasznosításra
az újra feldolgozó üzembe kell szállítani.
Fel nem használt termék: Zsírok, kenő anyagok, szappanok, felületaktív anyagok,
fertőtlenítőszeres és személyi védőanyagok gyártásából, eladásából és
felhasználásából származó hulladék.

14. A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Általános információ: A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

15. SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Általános irányelvek: Az EU-ban a ez a termék a 93/42/EEC gyógyászati segédeszközök
irányelv alá esik. A termék az EC direktívák vagy a megfelelő nemzeti
törvények szerint osztályozott és címkézett.

JELÖLÉS:



Xi: Irritáló

R-MONDARTOK:

R11 Tűzveszélyes

R22 Lenyelve ártalmas

R35 Súlyos égési sérülést okoz

ROTASEPT

Verzió 02.03.

Felülvizsgálat: 2007-11-22

Kiadás dátuma: 2007-11-22

R36/38 Szem és bőrizgató hatású

R67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

S-MONDATOK:

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Alkalmazás: A használati utasítás a címkén és a termékleírason található.

A 3.részben említett R mondatok szövege:

R11 Tűzveszélyes

R22 Lenyelve ártalmas

R35 Súlyos égési sérülést okoz

R36 Szemizgató hatású

R67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

MEGJEGYZÉS:**MINDEN INFORMÁCIÓ A KONCENTRÁTUMRA VONATKOZIK!**

A megadott információ csak az esetleges biztonsági előírásokhoz használható és a jelenlegi tudásunkon alapul. A vevő / felhasználó felelőssége, hogy az érvényben lévő törvényeket és szabályozásokat betartsa.